



ProLyte®

Ο πιο Αξιοπίστος Αναλυτής Προσδιορισμού Ηλεκτρολυτών
στον κόσμο

ProLyte®

Ο πιο Αξιόπιστος Αναλυτής Προσδιορισμού Ηλεκτρολύτων στον κόσμο

Χρόνος ολοκλήρωσης εξέτασης

45 δευτερόλεπτα (240/ώρα)

Αποθήκευση αποτελεσμάτων

20.000+ Ασθενείς

10.000+ Αποτελέσματα QC

Χειρισμός του αναλυτή

Οθόνη αφής 4" Απομακρυσμένη Πρόσβαση

Συνδεσιμότητα

LAN, Wifi, 4 USB ports, RS232, LIS

Βαθμονόμηση

2 σημείων κάθε 4 ώρες

1 σημείου για κάθε δείγμα

Κατά παραγγελία

Εξεταζόμενες Παράμετροι

4 συνολικά / 3 (Ταυτόχρονα) Na^+ K^+ Cl^- Li^+

Υποστήριξη - Έλεγχος

Διασύνδεση μέσω διαδικτύου

Όγκος Δείγματος

Ολικό αίμα, Ορός, Πλάσμα,

Βαθμονομητής (100μl), Ούρα (350μl)



Parameter	Range	Reproducibility	Resolution
Na^+	45-205 mmol/L	CVd 1% (120-160mmol/L)	0.01 mmol/L
K^+	1.5-15 mmol/L	CVd 1.5% (2.5-6 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl^-	45-205 mmol/L	CVd 1% (85-130 mmol/L)	0.01 mmol/L
Li^+	0.15-5.00 mmol/L	SDd 0.03 mmol/L (0.4-1.3 mmol/L)	0.001 mmol/L
Urine ² Na^+	30-1020 mmol/L ³	CVd 5% (100-250 mmol/L)	0.01 mmol/L
K^+	20-505 mmol/L	CVd 5% (10-60 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl^-	25-505 mmol/L	CVd 5% (100-250 mmol/L)	0.01 mmol/L

1-Typical Within Run (n=30) Blood, Serum, Plasma 2-Lithium is not typically measured in urine samples

3-(60-120) requires additional dilution

Power

100-240V ~ 50/60 Hz (self adjusting)

1.6 A max, 50 Watts max

Size & Weight

9.5" (24cm) W x 16.5" (42cm)

14 lbs or 6 kgs

Ambient Conditions

Room temperature: 15-32°C/60-90°F

Humidity <85%



DIAMOND
Smart Lab Solutions

Ιατρική Τομή
Αθήνα: Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου 115, Ηλιούπολη
210 99 020 44-5
Θεσσαλονίκη: 2χλμ Λαγκαδά - Κολχικό (ΒΙ.ΠΕ. Λαγκαδά)
2310 930 500
www.iatrikitomi.gr