

KATHETERVENTIL UNIVERSAL UROMED

REF 1500/1501/1504/1505

To urinate at the touch of a button.

This means use free of contamination and methodical bladder training.

Catheter Valve to control the emptying of the urinary bladder

- Any contamination because of permanent insertion and removal of a catheter plug will be avoided
- One-handed use
- Smooth pressing mechanism wide lumen for fast emptying automatic closing after release of the push button
- Special drop stop
- Very light (10g)
- Contoured shape
- Permanent opening with integrated pusher
- Safe and fast adapting of a CYSTOBAG urine bag without manipulating the catheter

Για να ουρείτε με το πάτημα ενός κουμπιού.

Συσκευή που αποτρέπει την δημιουργία μολύνσεων και «εκπαιδεύει» μεθοδικά την ουροδόχο κύστη.

Βαλβίδα καθετήρα για τον έλεγχο της εκκένωσης της ουροδόχου κύστης.

- Θα αποφευχθεί οποιαδήποτε μόλυνση λόγω μόνιμης εισαγωγής και αφαίρεσης ενός βύσματος καθετήρα.
- Χρήση με το ένα χέρι.
- Μηχανισμός ομαλής πίεσης, με ευρεία αυλάκωση για γρήγορο άδειασμα, μέσω του αυτόματου κλεισίματος μετά την απελευθέρωση του πλήκτρου.
- Ειδικό σύστημα διακοπής, αποφυγής διαρροής.
- Πολύ ελαφρύ (10 g).
- Ιδανικά διαμορφωμένο σχήμα.
- Μόνιμο άνοιγμα με ενσωματωμένο ωστήριο (διπλό πλήκτρο*).
- Ασφαλής και γρήγορη προσαρμογή ενός ουροσυλλέκτη CYSTOBAG χωρίς ειδικό προσαρμογέα.




REF 1504
Catheter valve universal
Βαλβίδα καθετήρα γενικής χρήσης με πλήκτρο στιγμιαίας κένωσης



REF 1505
Catheter valve adapter for urine bags flexible, with bayonet lock.
Εύκαμπτος προσαρμογέας βαλβίδας καθετήρα γενικής χρήσης

REF	PZN
1500	04741874
1501	07198560
1504	00051888
1505	07198577



REF 1501/1500*
Catheter valve universal with adapter
Βαλβίδα καθετήρα γενικής χρήσης με εύκαμπτο προσαρμογέα

ιατρική τομή



UROMED

www.eurotec.net.gr
email: info@eurotec.net.gr

Αθήνα: Βοιωτίας 5
Γέρακας, ΤΚ 15344
Τηλ. 210 66.13.002
Fax 210 66.13.202

Θεσσαλονίκη: 2^ο χλμ Λαγκαδά
Κολχικό, ΤΚ 57200, ΤΘ 371
Τηλ. 2310 930.500
Fax 2310 930.507